

[아내 화면]

W-PROFILE-001 날짜 처리 규칙

- 출산예정일을 아는 경우: 캘린더에서 직접 선택
- 출산예정일을 모르는 경우: 마지막 생리 시작일 선택 → 입력일 + 280일로 출산 예정일 계산 → 출산예정일 칸에 자동 입력
- 두 날짜 모두 비어 있으면 다음 버튼 비활성화
- 화면 표시: YYYY.MM.DD / 저장 및 전달: YYYY-MM-DD 날짜값
- 출산예정일의 입력 방식 구분 저장: 직접 입력 또는 생리 시작일 기반 계산
- 자동 입력된 출산예정일을 사용자가 수정하면 수정한 날짜를 우선 적용

W-PROFILE-002 기본 정보 입력

W-PROFILE-002 기본 정보 입력

항목	입력 방식	형식 및 처리
생년월일	캘린더 선택	화면 YYYY.MM.DD, 저장 YYYY-MM-DD. 나이 자동 계산
신장	숫자 입력	단위 cm
임신 전 체중	숫자 입력	단위 kg

- 상단에 프로필 설정 2/6 표시
- 다음 선택 시 입력값 검증 후 W-PROFILE-003으로 이동

W-PROFILE-003 초산 및 경산 선택

- 입력값: 초산이에요 / 경산이에요 중 하나
- 형식: 단일 선택, 필수
- 미선택 시 다음 비활성화
- 다음 → W-PROFILE-004

W-PROFILE-004 태아 수 선택

- 입력값: 한 명이에요 / 둘 이상이에요 중 하나

- 형식: 단일 선택, 필수
- 미선택 시 다음 비활성화
- 다음 → W-PROFILE-005

W-PROFILE-005 알레르기 선택

- 입력값: 갑각류 / 생선류 / 땅콩 / 견과류 / 대두 / 우유 / 계란 / 밀 / 없어요
- 형식: 다중 선택, 입력 선택사항
- 없어요 선택 시 다른 항목 선택 해제
- 아무것도 선택하지 않아도 다음 단계 진행 가능
- 선택한 알레르기 재료는 식사 가이드 추천에서 제외
- 다음 → W-PROFILE-006

W-PROFILE-006 주의 진단 입력

- 주의 진단: 임신성 당뇨 경계 / 빈혈 / 고혈압 / 조기진통 / 역류성 식도염 / 없어요
- 형식: 다중 선택, 입력 선택사항
- 그 외 들은 말: 진료에서 구두로 들은 내용을 적는 자유 입력란
- 선택값과 자유 입력 내용은 식사 및 활동 가이드 생성에 반영
- 다음 → W-PROFILE-007 입력 내용 확인
- 나중에 선택할게요 → 미입력 상태로 W-PROFILE-007 이동

W-PROFILE-007 입력 내용 확인

- 앞선 6단계 입력값을 항목별로 표시. 입력하지 않은 항목은 빈값으로 표시
- 항목을 누르면 해당 입력 화면으로 이동해 수정
- 그 외 들은 말도 입력한 내용 그대로 표시 및 수정 가능
- 완료하고 시작하기 → 프로필 최종 저장, 임신 주차 계산, 남편 초대하기 화면으로 이동

W-INVITE-001 남편 초대

- 초대하기 선택 → 남편의 ThinQ 앱으로 초대 알림 발송

- 남편이 알림 선택 → 연동 완료 → 남편 캘린더 화면으로 이동
- 나중에 선택 → 미연동 상태로 아내 홈 이동
- 초대 링크 입력이나 복사 과정 없음

W-HOME-001 아내 홈

- 표시값: 사용자 이름, 오늘 기준 임신 주차, 해당 주차 안내
- 컨디션 입력 전: 오늘 컨디션 체크하기 표시
- 루틴 생성 후: 오늘의 컨디션과 할 일 요약, 식사, 가사, 건강, 수면 가이드 카드 표시
- 컨디션 수정 시 기존 값이 채워진 입력 화면으로 이동. 저장 후 AI 루틴과 가이드 카드 요약 갱신

W-COND-001 오늘의 컨디션

- 입력값: 입덧, 신체 통증, 피로감, 기분
- 신체 통증: 허리, 골반, 다리, 손목별 입력
- 형식: 화면의 5단계 선택값
- 입력값을 날짜별 컨디션 기록과 AI 루틴 생성에 사용
- 다음 → 오늘의 집안일 선택 화면

W-TASK-001 오늘의 집안일

- 입력값: 화면에 제시된 집안일 9종 중 복수 선택
- 직접 추가: 목록에 없는 집안일을 텍스트로 입력
- 선택한 항목과 직접 추가한 항목을 AI 루틴 생성 요청에 포함
- 집안일을 선택하지 않아도 컨디션만으로 루틴 생성 가능
- AI 하루 루틴 만들기 → 생성 후 홈 이동

W-MEAL-001 식사 가이드 끼니 선택

- 표시값: 아침, 점심, 저녁, 밤의 추천 메뉴 요약
- 현재 시간대의 끼니를 기본 강조
- 다른 끼니도 선택해 메뉴 상세 조회 가능

W-MEAL-002 식사 가이드 메뉴 상세

- 표시값: 추천 메뉴, 추천 이유, 영양 목적, 주의할 항목
- 추천 근거에 임신 주차, 당일 컨디션, 알레르기, 주의 진단 반영
- 커피처럼 허용량을 표시하는 항목은 당일 섭취 기록을 기준으로 잔여량 표시
- AI 재조정 → 해당 끼니의 맥락을 유지한 채 챗봇으로 이동

W-CHAT-001 식사 메뉴 재추천

- 입력값: 메뉴를 바꾸려는 이유와 추가 요청을 자연어로 입력
- AI 응답값: 대체 메뉴, 재추천 이유, 영양 정보
- 이걸로 할게요 → 해당 끼니의 식사 가이드 메뉴 교체
- 다른 메뉴 보기 → 동일 맥락에서 재추천
- 메뉴 수락 및 거절 이력 기록

W-HOUSE-001 가사 가이드

- 입력 기준: 오늘의 컨디션, 선택한 집안일
- 출력값: 직접 하기, 가전이 대신하기, 가족과 나누기의 3가지 분류
- 가전 수행 항목: 담당 가전과 실행 방식 표시
- 남편 공유 항목: 체크박스 선택 후 요청 전송. 요청 이유와 컨디션 정보 함께 전달
- 남편의 요청 확인 및 완료 상태를 아내 화면에 반영

W-HEALTH-001 건강 가이드

- 입력 기준: 임신 주차와 당일 컨디션의 부위별 통증값
- 출력값: 부위별 부담 수준, 우선 추천 활동, 소요 시간과 영상
- 활동 완료 시 당일 실행 기록과 Daily 리포트에 반영

W-SLEEP-001 수면 가이드

- 입력 기준: 오전 컨디션 체크의 피로감, 통증, 임신 주차
- 출력값: 권장 취침 시간, 수면 팁, 수면 환경 권장값

- 환경 항목: 조명, 온도, 습도, 소리, 공기청정기
- 각 항목 선택 시 설정 팝업 표시
- 수면 루틴 시작하기 → 설정값을 연결 가전에 일괄 전달하고 실행 결과 기록
- 이전 수면 기록은 판단 근거로 사용하지 않음

수면 환경 설정 팝업

- 각 환경 항목의 AI 권장값을 기본 선택
- 사용자가 권장값을 다른 값으로 변경 가능
- 온도 직접 입력 범위: 0~40°C
- 습도 직접 입력 범위: 0~100%
- 적용하기 → 선택값 반영 및 변경 이력 기록
- 닫기 또는 배경 선택 → 변경 없이 수면 가이드로 복귀

W-CHAT-001 공통 챗봇

- 입력값: 음식, 통증, 일정 등에 관한 자연어 질문
- 응답에 프로필, 임신 주차, 당일 컨디션 반영
- MVP에서 대화로 변경 가능한 루틴 항목은 식사 가이드
- 사용자가 제안을 수락한 경우 해당 가이드 항목 변경

B-CAL-001 컨디션 캘린더

- 표시값: 날짜별 컨디션 단계, 실행 루틴, 가전 실행, 가족 분담 기록
- 컨디션 표시 단계: 좋음, 보통, 나쁨, 힘들
- 날짜 선택 → 해당 날짜 요약 표시. 리포트 자세히 보기 → Daily 리포트 이동
- 과거 날짜는 조회 전용, 미래 날짜는 선택 불가

W-REPORT-001 Daily 리포트

- 날짜별 집계값: 실행한 루틴, 가전 실행, 가족 분담 요청 및 처리 결과
- 루틴별 카테고리화 완료 상태 표시. 남편이 완료한 항목은 별도 표시
- 저장하고 마치기 → 당일 기록을 캘린더에 저장하고 홈 초기화

- 남편에게 공유 → 해당 날짜의 리포트 전송 및 완료 팝업 표시

B-MOTION-001 실시간 홈카메라 기록

- 감지 설정값: ON / OFF
- 표시값: 오늘 움직인 시간, 부담 가능 행동의 유형과 발생 시각, 누적 알림
- 영상은 저장하지 않고 움직임 패턴만 기록
- 감지 결과는 당일 루틴을 즉시 바꾸지 않고 다음 날 루틴 생성에 반영
- 의료 진단 결과로 표시하지 않음

W-CALLBACK-001 AI 루틴 생성 실패

- 발생 조건: 네트워크 불안정, AI 응답 실패 또는 제한 시간 초과
- 다시 시도하기 → 저장된 컨디션과 집안일 입력값으로 생성 재요청
- 성공 시 홈으로 이동

W-MENU-001 메뉴

- 표시값: 이름, 임신 주차, 출산예정일, 남편 연동 상태
- 프로필 수정 후 임신 주차와 루틴 기준 재계산
- 남편 미연동 시 초대하기 표시, 연동 후에는 연결 상태 표시